



MEHR LEISTUNG, GLEICHER PREIS!

MiniScreen Plus

Neonatologie
Beatmung
Anästhesie
Homecare
SCHLAFDIAGNOSTIK
Pneumologie
Service
Patientenbetreuung



MiniScreen Plus —

drei Gründe für eine gute Investitionsentscheidung

Flexibilität:

Bereits in der Basisversion das Aufzeichnungsprogramm für die abrechnungsfähige Polygraphie inkl. Lichtsensor und Plethysmographie. Modular ausbaufähig auf bis zu 24 Kanäle mit neurologischen und kardiologischen Parametern sowie mit bis 8 externen Kanälen.

Fortentwicklung:

Kontinuierliche Softwareentwicklung mit kostenfreier Updatemöglichkeit.

Fairness:

Weitere Senkung der Betriebskosten durch zahlreiche technische Verbesserungen, optional Verlängerung der Garantiezeit oder lebenslange Garantie, sehr günstige Finanzierungsmöglichkeiten, kulanter Vor-Ort-Service, Vor-Ort-Schulungen und kostenfreie Teilnahme.

Und das alles zu einem erstaunlich günstigen Anschaffungspreis.

DIE WICHTIGSTEN PRODUKTVORTEILE:

- Optional Schnittstellen für externe Messsysteme
- Modular ausbaufähig auf bis zu 24 Kanäle
- Robuste Sensoren, jetzt inkl. Lichtsensor
- Individuelle Softwareanpassung, kostenlose Updates
- Einfache Handhabung für Arzt, Pflegepersonal und Patient
- Nochmals optimiert für noch geringere Folgekosten
- Problemlose Integration von Video- und Audiosignal

TECHNISCHE MERKMALE:

- In der Basisversion 10 Kanäle: Atemfluss, thorakale und abdominale Atembewegungen, SpO₂, Pulsfrequenz, Schnarchen, Körperlage, Beatmungsdruck, Lichtsensor, Plethysmographie
- Ausbaufähig mit den Kanälen: Thermistor, Beinbewegungen, EKG, Pulstransitzeit, systolischer Blutdruck, NeuroPort sowie 8 Kanälen für die Integration externer Messsysteme
- Abmessungen: 3,5 x 6,2 x 14 cm (H x B x L)
- Gewicht: 0,16 kg inkl. Akku
- Datenspeicher: Interner Flashspeicher, mehrere Tage Speicherkapazität
- Spannungsversorgung: Integrierter Li-Ion-Akku, Ladezustandsanzeige, 1 Jahr Garantie